

Udarbejdet af Anna Rahbæk Mortensen og Birgitte Sachmann, godkendt af Anette B Mogensen, feb. 2025

Transport af instrumenter

Transport af instrumenter til og fra borgerens hjem, samt til og fra genbehandling på sygeplejeklinikken, udgør både en infektionshygiejnisk risiko og ikke mindst en arbejdsmiljømæssig risiko, i form af eventuel forurening eller stikskader, som kræver at de rette forholdsregler tages.

Urene instrumenter

Aftørres forsigtigt eller skylles for at fjerne synligt sekret lige efter brug. Lægges i metalæske med låg på. Bliver metalæsken transporteret i en taske, skal den lægges i en pose, og det anbefales at have den i en af yder/net lommerne på tasken.

I distriktet samles de urene instrumenter i en plastkasse med låg. Metalæsken skal herefter først vaskes med vand og sæbe (gerne grøn Wet Wipe klud) og herefter desinficeres med sprit til overflader (ethanol 70-85%), gerne med en blå Wet Wipe klud. Herefter er metalæsken klar til igen at tage med i tasken.

Plastkassen transporteres til sygeplejeklinik, som både rengøre kassen og steriliserer instrumenterne.

Sterile instrumenter

Afhentes i sygeplejeklinikken sammen med en ren transportplastkasse. Lægges i rent sygeplejedepot i skab. Transporteres i ren pose (og evt. i taske) med ud til borgeren.